

Informations réglementaires

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------------------|
| Marquage | Indice de classement | PHTALATES LATEX |
| CE | I | |

Stéthoscope à micro double positions en inox avec une bague plastique anti-froid et des embouts de lyre souples. La lyre est en laiton chromé.

1 - Identification du dispositif



Visuel pédiatrique et adulte

Visuel nourrisson

2 - Références


| Référence | Désignation |
|-----------|---|
| S20019 | Stéthoscope complet micro Ø 17 mm nourrisson |
| S20011 | Stéthoscope complet micro Ø 34 mm pédiatrique |
| S20010 | Stéthoscope complet micro Ø 45 mm adulte |

3 - Utilisation du dispositif

- Auscultation cardiaque ■ ■ □
- Auscultation vasculaire ■ ■ □
- Auscultation pulmonaire ■ ■ □
- Prise de tension artérielle ■ ■ □

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

| Identifiant | Référence | Désignation | Caractéristique |
|-------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| A | A10360 | Micro double position Ø 17 mm | Inox |
| A | A10109 | Micro double position Ø 34 mm | Inox |
| A | A10108 | Micro double position Ø 45 mm | Inox |
| B | A10361 | Membrane Ø 17 mm | Terphane |
| B | A10351 | Membrane Ø 34 mm | Terphane |
| B | A10106 | Membrane Ø 45 mm | Terphane |
| C | A10103 | Embout de lyre | PVC moulé ultra souple |
| D | A10104 | Lyre (avec embouts) | Tube en laiton chromé+ PVC |
| E | A10105 | Monture en Y | PVC moulé |
| F | A10350 | Bague anti-froid | PVC |



5 - Nettoyage désinfection

Pulvérisation de solutions décontaminantes. Ne pas utiliser de détergeant, ne pas immerger.

6 - Conditionnement

| Référence | Nombre unité par CDT |
|-----------|----------------------|
| S20019 | 1 |
| S20011 | 1 |
| S20010 | 1 |

7 - Stockage

| Type d'emballage | Local | Température | Humidité | Pression atmosphérique |
|------------------|---------|---------------|-----------|------------------------|
| Origine | Ventilé | -10° à 80 ° c | 30 à 40 % | 500 à 1060 hpA |

8 - Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 12 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.