



DESSILLONS & DUTRILLAUX - Depuis 1949

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CT 059

Protecteur de brassard

Indice 2

Informations réglementaires

Marquage	Indice de classement	PHTALATES LATEX
CE	I	

Les protecteurs sont utilisés afin de protéger les brassards.

1 - Identification du dispositif



2 - Références

Référence	Désignation	Dimensions en cm	
		Longueur	Largeur
P00003B	Protecteur de brassard	41	25

Dessillons & Dutrillaux

Zone Industrielle La Tuque - 47240 CASTELCULIER

Tél : +33 5 53 48 30 66 Fax : +33 5 53 47 24 64

technique@ddmedical.fr

www.ddmedical.fr



Date du premier certificat de marquage CE : 2004


Page 1 / 2

3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

Simple et efficace, ce protecteur s'enroule autour du membre et se superpose afin d'isoler le brassard.

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
A	P00003B	Protecteur de brassard	Polyéthylène basse densité PE-LD



6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
P00003B	100

8 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 % à 40 %	500 à 1060 hpA