

### Informations réglementaires

Marquage	Indice de classement	<del>PHTALATES LATEX</del>	
CE	I		

Les protecteurs sont utilisés afin de protéger les brassards.

## 1 - Identification du dispositif



## 2 - Références


Référence	Désignation	Dimensions en cm	
		Longueur	Largeur
P00003B	Protecteur de brassard	41	25

### 3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

Simple et efficace, ce protecteur s'enroule autour du membre et se superpose afin d'isoler le brassard.

### 4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
A	P00003B	Protecteur de brassard	Polyéthylène basse densité PE-LD



### 6 - Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
P00003B	100

### 8 - Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 % à 40 %	500 à 1060 hpA