

GREY FUSE[®], CLEAR FUSE[®] & EASY FUSE[®] MANCHETTES À PRESSION

Toutes nos manchettes à pression sont fabriquées en France dans notre Manufacture de Castelculier (près d'Agen) !



GREY FUSE[®]



CLEAR FUSE[®]



EASY FUSE[®]

- Qualité française.
- Surveillance optimisée
- Fiabilité



GREY FUSE[®], CLEAR FUSE[®] & EASY FUSE[®]

Les manchettes à pression GREY FUSE[®], CLEAR FUSE[®] ET EASY FUSE[®] sont des dispositifs médicaux conçues pour un usage quotidien en bloc opératoire, en unités de soins intensifs ou dans les véhicules de transport d'urgence. Elles permettent **d'accélérer manuellement la perfusion** de sang et de solutés, lorsque la seule gravité ne permet pas d'atteindre les débits souhaités.

Les manchettes à pression GREY FUSE[®], CLEAR FUSE[®] ET EASY FUSE[®] existent en 3 tailles : 500cc, 1000cc, 3000cc, permettant ainsi de s'adapter à différentes tailles de poche de soluté ou de sang.



Qualité française :

Toutes nos manchettes à pression sont fabriquées en France dans notre Manufacture de Castelculier (près d'Agen)!




Surveillance optimisée :


- Visualisation de la poche de soluté :
 - o grâce à un tissu transparent composé d'une trame et d'un maillage en polyamide pour GREY FUSE[®] et EASY FUSE[®]
 - o grâce au matériau polyuréthane transparent qui s'enroule autour de la poche pour CLEAR FUSE[®]
- Plage de pression de 0 à 300mmHg par graduation de 20mmHg.
- Précision de la pression du manomètre de +-3mmg pour une surveillance précise de la pression pour GREY FUSE[®] et CLEAR FUSE[®], indicateur de pression avec régulateur automatique en cas de surpression sur EASY FUSE[®].
- Zone rouge sur le cadran à 300mmHg pour éviter la surpression.
- Décompression contrôlée et facilitée par un robinet simple pour GREY FUSE[®] et CLEAR FUSE[®], et un robinet à 3 voies pour EASY FUSE[®].




Fiabilité:

- De conception robuste, les manchettes offrent une grande résistance, car conçues en tissu enduit TPU (GREY FUSE[®] et EASY FUSE[®]) ou en membrane TPU (CLEAR FUSE[®]) par soudure haute fréquence.
- Adaptées à tous les usages :
 - o compatible avec toutes les poches de sang/solutés (500cc, 1000cc, 3000cc)
 - o Réutilisables (GREY FUSE[®] et CLEAR FUSE[®]) ou à usage unique (EASY FUSE[®])
- Très faciles à nettoyer ou à désinfecter grâce au démontage facile des différentes pièces (uniquement pour les réutilisables).

	SANS LATEX RÉUTILISABLE NON STÉRILE 3 TAILLES		
	RÉFÉRENCE	TAILLE	DIMENSIONS POCHE EN MM
	M20500	500 cc	250 x 162
	M21000	1 000 cc	365 x 170
M25000	3 000 cc	561 x 350	

	SANS LATEX RÉUTILISABLE NON STÉRILE 3 TAILLES		
	RÉFÉRENCE	TAILLE	DIMENSIONS POCHE EN MM
	M30500	500 cc	220 x 191
	M31000	1 000 cc	333 x 222
M34000	3 000 cc	420 x 440	

	SANS LATEX À USAGE UNIQUE NON STÉRILE 3 TAILLES		
	RÉFÉRENCE	TAILLE	DIMENSIONS POCHE EN MM
	M10500	500 cc	250 x 162
	M11000	1 000 cc	365 x 170
M13000	3 000 cc	338 x 235	

LA QUALITÉ DDM

Marquage CE

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Centre de support technique client

GSH assure la maintenance et la réparation des manchettes à pression. Contactez notre SAV au : +33 4 42 90 31 31.

Garantie

Les manchettes à pression DDM sont garanties 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.