

CLEAR FUSE®

MANCHETTES À PRESSION

FICHE TECHNIQUE


Toutes nos manchettes à pression sont fabriquées en France dans notre Manufacture de Castelculier (près d'Agen) !



La conception spécifique de cette manchette à pression permet de l'enrouler autour de la poche de liquide et de ce fait rend très facile sa mise en oeuvre et son nettoyage. La pression est contrôlée par un manomètre. La dépression est contrôlée par un robinet.

CE

1/2



Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
A	MS3050	Manchette seule 500 cc	Polyuréthane
A	MS3100	Manchette seule 1000 cc	Polyuréthane
A	MS34000	Manchette seule 3000 cc	Polyuréthane
B	A10807	Manomètre	ABS + verre plexiglass
C	PM50B	Protecteur de manomètre	Silicone
D	A10259	Robinet de poire	Aluminium + laiton
E	A10219	Poire	PVC
D/E	A10226	Poire complète	ABS + PVC

NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION	Nettoyage en surface	Dispositif complet
	Désinfection avec solution décontaminante	Dispositif complet
CONDITIONS DE STOCKAGE	Type d'emballage	Origine
	Local	Ventilé
	Température	-10° à 40 °C
	Humidité relative	30 à 40 %
	Pression atmosphérique	500 à 1060 hPa

Désignation	Taille	Dimensions de la poche en mm		Référence
		Longueur	Largeur	
<i>Manchette à pression transparente</i>	500 cc	220	191	M30500
	1 000 cc	333	222	M31000
	3 000 cc	420	440	M34000

LA QUALITÉ DDM

Marquage CE

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Centre de support technique client

GSH assure la maintenance et la réparation des manchettes à pression. Contactez notre SAV au : +33 4 42 90 31 31.

Garantie

Les manchettes à pression DDM sont garanties 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.