

EASY FUSE® MANCHETTES À PRESSION

FICHE TECHNIQUE

Toutes nos manchettes à pression sont fabriquées en France dans notre Manufacture de Castelculier (près d'Agen) !



À USAGE UNIQUE

De conception simple et robuste, ces manchettes à usage unique sont économiques, pour autant la sécurité et la fiabilité ont été préservées :

- Tissu technique de haute qualité.
- Présence d'un indicateur de pression pour contrôler la pression.
- Voile transparent pour visualiser le liquide.





Identifiant	Dénomination	Caractéristique
A	Manchette seule 500 cc	Tissu enduit PU + monofilament polyamide
A	Manchette seule 1000 cc	Tissu enduit PU + monofilament polyamide
A	Manchette seule 3000 cc	Tissu enduit PU + monofilament polyamide
B	Indicateur de pression	ABS
C	Clamp	Polyoxyméthylène
D	Tubulure	PVC
E	Robinet 3 voies	Polycarbonate + Polyéthylènes
F	Poire	PVC sans phtalates

NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION

Dispositif à usage unique

CONDITIONS DE STOCKAGE

Type d'emballage	Origine
Local	Ventilé
Température	+ 10° C à + 70° C
Humidité relative	10 à 100 %
Pression atmosphérique	500 à 1060 hPa

Désignation	Taille	Dimensions de la poche en mm		Référence
		Longueur	Largeur	
<i>Manchette à pression usage unique</i>	500 cc	250	162	M10500
	1 000 cc	365	170	M11000
	3000 cc	338	235	M13000

LA QUALITÉ DDM

Marquage CE

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Centre de support technique client

GSH assure la maintenance et la réparation des manchettes à pression. Contactez notre SAV au : +33 4 42 90 31 31.

Garantie

Les manchettes à pression DDM sont garanties 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.