

GREY FUSE® MANCHETTES À PRESSION

FICHE TECHNIQUE

Toutes nos manchettes à pression sont fabriquées en France dans notre Manufacture de Castelculier (près d'Agen) !




Les manchettes à pression Grey Fuse sont fabriquées d'un seul ensemble :

- conception robuste
- tissu technique de haute qualité
- nettoyage et décontamination facilités
- dragonne pour accrocher le dispositif sur le pied à sérum sur la M25000.
- crochet pour maintenir la poche de soluté sur la M25000 en raison du poids des poches de soluté
- tissu transparent composé d'une trame et d'une maille en polyamide permettant de visualiser la poche de soluté

CE

1/2



Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
G	M20511	Manchette seule 500 cc	Tissu enduit PU + tissu transparent polyamide
G	M20011	Manchette seule 1000 cc	Tissu enduit PU + tissu transparent polyamide
G	M25011	Manchette seule 3000 cc	Tissu enduit PU + tissu transparent polyamide
E	A10808	Manomètre	ABS + verre PC + protecteur TPU
C	A10259M	Robinet de poire	Aluminium + laiton chromé
A-B-C	A10226M	Poire complète avec robinet métal	ABS + PVC sans phtalates
D	-	Tubulure	PVC sans phtalates
F	-	Tissu transparent	Polyamide
H	-	Ganse	Polyester
I	-	Dragonne	Polyester

NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION	Nettoyage en surface	Dispositif complet
	Désinfection avec solution décontaminante	Dispositif complet
CONDITIONS DE STOCKAGE	Type d'emballage	Origine
	Local	Ventilé
	Température	-10° à 40 °C
	Humidité relative	30 à 40 %
	Pression atmosphérique	500 à 1060 hPa

Désignation	Taille	Dimensions de la poche en mm		Référence
		Longueur	Largeur	
Manchette à pression monobloc	500 cc	250	162	M20500
	1 000 cc	365	170	M21000
	3000 cc	561	350	M25000

LA QUALITÉ DDM

Marquage CE

Les manchettes à pression sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes à la réglementation Européenne en vigueur.

Centre de support technique client

GSH assure la maintenance et la réparation des manchettes à pression. Contactez notre SAV au : +33 4 42 90 31 31.

Garantie

Les manchettes à pression DDM sont garanties 24 mois (dans les conditions normales d'utilisation). La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.